



Glassy-Carbon-Elektrodentip, Schaft aus Glas.

6.1204.600

Kohlenstoffelektrodentip aus Glassy-Carbon (GC). Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm $\pm$ 0.1 mm, polierte Oberfläche, Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3, Rundlauffehler: 0.25 mm. Temperaturbereich: 0 ... 50 °C.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2802.000	Polierset für Festelektroden Polierset aus 1 Poliertuch und etwa 2 g Aluminiumoxidpulver (Korngrösse 0.3 μ m)



6.2103.110

Kontaktstift / M3 / 2 mm

Für den Elektrodenschaft 6.1241.060 und Elektrodenstift 6.1204.1XX. Mit Gewinde M3. Für VA-Ausrüstungen und ELCD-Anwendungen.

