



Platin-Elektrodentip 2 mm für CVS

6.1204.610

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm ± 0.05 mm, polierte Oberfläche, Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3. Rundlauffehler: 0.3 mm. Temperaturbereich: 0 ... 50 °C.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2103.110	Kontaktstift / M3 / 2 mm Für den Elektrodenschaft 6.1241.060 und Elektrodenstifts 6.1204.1XX. Mit Gewinde M3. Für VA-Ausrüstungen und ELCD-Anwendungen.

