



Elektrolytgefäß / Durchmesser 3 mm

6.1240.000

Mit PTFE-Kapillare und Keramik-Diaphragma (3 mm)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.0724.140	Ag/AgCl-Referenzsystem Silber/Silberchlorid-Referenzsystem mit Normschliff 14/15 für modulares Referenzsystem in Kombination mit dem Referenzelektrolytgefäß aus PTFE (6.1240.000) oder Glas (6.1240.020).

