



Elektrodenschaft

6.1241.040

Elektrodenschaft für getrennte Metallstift-Elektroden. Für Anwendungen mit Probenwechslern.

Lieferumfang 6.1241.040

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2106.060	Kabellitze / 2 m / 2 x B Elektrodenkabel mit 2 x Stecker B (4 mm) für den Anschluss von Elektroden mit Steckkopf B



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1248.000	Platin-Elektrodenstift Platin-Elektrodenstift für getrennte Metallstiftelektrode	
6.1248.010	Silber-Elektrodenstift Silber-Elektrodenstift für getrennte Metallstift-Elektrode	
6.1248.030	Gold-Elektrodenstift Gold-Elektrodenstift für getrennte Metallstift-Elektrode	
6.1248.040	Glassy-Carbon-Elektrodenstift Glassy-Carbon-Elektrodenstift für getrennte Metallstift-Elektrode	

6.1248.050

Wolfram-Elektrodenstift

Wolfram-Elektrodenstift für getrennte Metallstift-Elektrode

