



Elektrodenhalter

6.1241.120

Elektrodenhalter für VA-Hilfselektroden mit Steckkontakt 5.5 mm. Zur Verwendung mit Glassy-Carbon-Stift (6.1247.000) oder Platinstift (6.1247.010).

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1247.000	Glassy-Carbon-Stift (GC)

Zu Elektrodenhalter 6.1241.020 oder 6.1241.120 für VA-Hilfselektrode.



6.1247.010

Platinstift (Pt)

Zu Elektrodenhalter 6.1241.020 oder 6.1241.120 für VA-Hilfselektrode.



6.2112.130

Adapter Steckkontakt 5.5 mm / Schraubkontakt, vergoldet

Für VA-Elektroden

