



Elektrolytgefäß aus Kunststoff

6.1245.010

Elektrolytgefäß aus Kunststoff mit Keramikdiaphragma für Double-Junction-Referenzelektrode.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.0728.110	Ag/AgCl Referenzelektrode ohne Elektrolyt Inneres Referenzsystem ohne Elektrolyt mit Steckkontakt 5.5 mm, zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Kunststoff 6.1245.010.



6.0728.120

Ag/AgCl-Referenzelektrode

Inneres Referenzsystem mit Elektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Kunststoff 6.1245.010.



6.0728.130

LL-Ag/AgCl-Referenzelektrode für CVS

Inneres Referenzsystem mit Elektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$. Zur Verwendung mit Elektrolytgefäß aus Kunststoff 6.1245.010.

