





MME-Messkopf für Professional-VA-Geräte


6.1256.020

Messkopf für den Betrieb mit der Multi-Mode-Elektrode pro oder der scTRACE Gold.

Lieferumfang 6.1256.020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2069.000	Parkstation für Messkopf von Professional-VA/CVS-Geräten






Set mit 1 Stopfen für Elektrodenöffnung (z.B. für pH-Elektrode oder Pt1000-Temperatursensor), 6 Stopfen für Öffnungen (Hilfslösungen bzw. automatische Probenzugabe).



10 Stück, für Professional-VA-Geräte, inkl. Schlüssel.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1454.130	Formdichtung aus FPM zu 61414xxx zu KF und VA Geräten

