



KF-Titriergefäßoberteil mit 6 Öffnungen

6.1414.030

Für volumetrische KF-Titrationen.

Lieferumfang 6.1414.030

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1454.130	Formdichtung aus FPM zu 61414xxx
		zu KF und VA Geräten



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1244.040	Dichtungssatz	
	Dichtungsset zu 6.1414.030. Das Set besteht aus einer Dichtung und verschiedenen O-Ringen.	
6.2730.010	Schraubnippel	
	Aus PP. Für Septum 6.1448.010 oder zum Fixieren des Trockenrohrs 6.1403.040 oder der Elektrode 6.0338.100 in den KF-Titriergefäßsoberteilen 6.1414.030 und 6.1414.040. Für KF-Anwendungen.	
6.2730.020	Septumstopfen	
	Inklusive O-Ring E.301.0041. Für Septum 6.1448.010 und Titriergefäßsoberteil 6.1414.030. Für KF-Anwendungen.	