



Titriergefäßoberteil Automation

6.1414.080

Titriergefäßoberteil für die externe Verwendung mit dem Titriergefäßunterteil 6.1415.250 in der Automation.

Lieferumfang 6.1414.080

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1454.130	Formdichtung aus FPM zu 61414xxx zu KF und VA Geräten



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2730.080	Schraubnippel Aus PCTFE. Für ECO Titrierausrüstung 6.5613.000 mit 722 Stirrer

