



## KF-Titriergefäß / 70-200 mL

6.1415.313

Lieferumfang 6.1415.313

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung                   |
|-------|------------|--------------------------------|
| 1 STK | 6.2036.000 | Haltering für Titrationsgefäße |



## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                         |
|------------|--------------------------------------|
| 6.1414.010 | Titriergefäßoberteil mit 5 Öffnungen |



---

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1414.030 | KF-Titriergefäßoberteil mit 6 Öffnungen<br>Für volumetrische KF-Titrationen. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|

