



KF-Titriergefäß mit seitlichem Schliff / 50-90 mL

6.1421.250

Für Karl-Fischer-Wasserbestimmung Verwendung zusammen mit Löffel für Festsubstanzen
6.2702.000.

Lieferumfang 6.1421.250

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2036.000	Haltering für Titrationsgefäße



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2702.000	Wägelöffel mit Schutzrohr

Zu Titriergefäß 6.1421.250. Für KF Wasserbestimmung.

