



Reaktionsgefäß kurz für Stabilitätsmessungen

6.1429.040

Reaktionsgefäß für Stabilitätsmessungen mit Rancimat und PVC Thermomat. Set à 117 Stück.

Optionales Zubehör


Order no.	Beschreibung
6.1808.090	Gewindeadapter M8 aussen / M6 innen Gewinde M8 aussen, M6 innen. Z.B. für die Montage der Luftrohre 6.2418.XXX in Reaktionsgefäßen 6.1429.XXX von Stabilitätsmessgeräten.



6.2418.100

Luftrohr für Ölmessungen

Set à 117 Stück. In Kombination mit 6.1429.040.



6.2418.120

Gaseinleitrohr für PVC-Messungen

Set à 117 Stück. In Kombination mit 6.1429.040.

