



Reaktionsgefäß lang für Stabilitätsmessungen

6.1429.050

Reaktionsgefäß für die Messung von flüchtigen Ölen, Mineralölen, Biodiesel und Biodieselblends mit dem Biodiesel Rancimat. In Kombination mit 6.2418.130. Set à 100 Stück.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1808.090	Gewindeadapter M8 aussen / M6 innen Gewinde M8 aussen, M6 innen. Z.B. für die Montage der Luftrohre 6.2418.XXX in Reaktionsgefäßen 6.1429.XXX von Stabilitätsmessgeräten.



6.2418.130

Luftrohr lang für Biodieselmessungen

Set à 100 Stück. In Kombination mit 6.1429.050.

