



Stopfen PEEK NS 29 zu KFC Titrierzelle

6.1446.240

Stopfen für volumetrische Titration in einer Titrierzelle (Coulometrie)

Lieferumfang 6.1446.240

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1543.200	Titrierspitze / Gewinde M6
		Titrierspitze mit Antidiffusionsventil.




1 STK

6.01406.010

Adsorberrohr mit Deckel

Adsorberrohr mit Deckel zu OMNIS Karl Fischer Titrator volumetrisch



1 STK

6.02709.010

Stopfen

Stopfen aus Kunststoff, passend zu OMNIS Karl-Fischer Titrator 2.1001.4220.



1 STK

6.02709.030

Schraubnippel

Schraubnippel aus Kunststoff, passend zu Titriergefäßoberteile 6014050X0.



1 STK

6.2713.010

PTFE-Manschette NS29

Manschette für fettfreie Schliffverbindung mit dem Normschliff NS 29.

