



Drehverschluss mit Septum, 100 Stk.

6.1448.067

Drehverschluss mit Septum, passend zu Probenglas 8 mL 6.2420.007, 100 Stück

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2420.007	Probenglas mit Gewinde 8 mL, 100 Stück
	Probenglas mit Gewinde 8 mL, passend zu Drehverschluss 6.1448.067, 100 Stück



6.1448.077

Septum, 100 Stk.

Ersatzseptum zu Drehverschluss 6.1448.067, 100 Stück

