



O-Ring

6.1454.040

O-Ring für Luftrohr bei Stabilitätsmessungen. Set à 8 Stück.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1429.040	Reaktionsgefäß kurz für Stabilitätsmessungen Reaktionsgefäß für Stabilitätsmessungen mit Rancimat und PVC Thermomat. Set à 117 Stück.



6.1429.050

Reaktionsgefäß lang für Stabilitätsmessungen

Reaktionsgefäß für die Messung von flüchtigen Ölen, Mineralölen, Biodiesel und Biodieselblends mit dem Biodiesel Rancimat. In Kombination mit 6.2418.130. Set à 100 Stück.



6.1808.090

Gewindeadapter M8 aussen / M6 innen

Gewinde M8 aussen, M6 innen. Z.B. für die Montage der Luftrohre 6.2418.XXX in Reaktionsgefäßen 6.1429.XXX von Stabilitätsmessgeräten.



6.2418.100

Luftrohr für Ölmessungen

Set à 117 Stück. In Kombination mit 6.1429.040.



6.2418.120

Gaseinleitrohr für PVC-Messungen

Set à 117 Stück. In Kombination mit 6.1429.040.



6.2418.130

Luftrohr lang für Biodieselmessungen

Set à 100 Stück. In Kombination mit 6.1429.050.

