



Titrierkopf / 3 x NS 14

6.1458.040

Titrierkopf für 120 mL Probengefäße. Mit 3 Öffnungen NS 14 und 4 Öffnungen 6.4 mm sowie 2 Dosierspitzen inkl. Für Spül- und Absaug-Ausrüstung geeignet.

Lieferumfang 6.1458.040

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.1808.000	Kupplungsmuffe M6



2 STK

6.2726.090

Antidiffusionsventil

Für diffusionshindernde Bürettenspitzen 6.1541.XXX, 6.1543.130,
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



3 STK

6.2740.020

Sprühdüse

Zum feinen Zerstäuben der Spüllösung.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1829.050	Ersatzschläuche für eingezogene Schläuche in Titrierköpfen und Schwenkarmen Drei Ersatzschläuche mit ausgedünnter Spitze.	
6.1909.050	Rührpropeller / 102 mm Rührpropeller für die Verwendung des 802 Stirrer mit Probenracks für 120-mL-Becher (6.1459.300)	
6.2041.470	Probenrack, 22 x 120 mL, (PP) Probenrack zu 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 22 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.300, 6.1459.307. Kunststoff: Polypropylen (PP)	
6.2841.010	Externe Spülstation zu Schwenkarm mit Titrierkopf 6.1458.040 Die externe Spülstation kann seitlich neben dem Robotic Sample Processor Turm angebracht werden und ermöglicht das externe Reinigen des Titrirequipments während weitere Aktionen auf dem Rack ausgeführt werden.	