




Titrierkopf / 2 x NS 14

6.1458.070

Titrierkopf für 75mL Probengefäße. Mit 2 Öffnungen NS 14 und 2 Öffnungen 6.4 mm sowie 3 eingezogene Dosierspitzen. Für Spül- und Absaug-Ausrüstung geeignet.

Lieferumfang 6.1458.070

Qt.	Order no.	Beschreibung
4 STK	6.1808.000	Kupplungsmuffe M6



3 STK

6.2726.090

Antidiffusionsventil

Für diffusionshindernde Bürettenspitzen 6.1541.XXX, 6.1543.130,
6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



2 STK

6.2740.020

Sprühdüse

Zum feinen Zerstäuben der Spüllösung.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1829.050	Ersatzschläuche für eingezogene Schläuche in Titrierköpfen und Schwenkarmen Drei Ersatzschläuche mit ausgedünnter Spitze.	