



Probenbecher aus Kunststoff (PP) 120 mL, 1 Stück

6.1459.307

Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu Probenracks 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 und 6.9920.141, 1 Stück

Lieferumfang 6.1459.307

Qt.	Order no.	Beschreibung
0 STK	6.1459.300	Probenbecher aus Kunststoff (PP) 120 mL, 250 Stück
		Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu Probenracks 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 und 6.9920.141, 250 Stück



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1459.320	Schraubverschluss zu 61459300 / 250 Stück Zum sicheren Verschliessen der 120 mL Probengefäße	
6.1459.300	Probenbecher aus Kunststoff (PP) 120 mL, 250 Stück Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu Probenracks 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 und 6.9920.141, 250 Stück	
6.2041.470	Probenrack, 22 x 120 mL, (PP) Probenrack zu 810 Sample Changer, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 22 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.300, 6.1459.307. Kunststoff: Polypropylen (PP)	
6.2041.840	Probenrack, 59 x 120 mL, (PVC) Probenrack zu 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler «Basic» passend für 59 Probenbecher. Die folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.300, 6.1459.307. Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)	

6.2041.850

Probenrack, 59 x 120 mL, (PP)

Probenrack zu 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler «Basic» passend für 59 Probenbecher. Die folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.300, 6.1459.307.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PP)




6.2068.010

Probenrack, 20 x 120 mL, (PP)

Probenrack zu 864 Balance Sample Processorpassend für 20 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.300.

Kunststoff: Polypropylen (PP)



6.2068.020

Probenrack, 24 x 120 mL, (PVC)

Probenrack zu 815 Robotic Soliprep passend für 24 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.300, 6.1459.307.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)



6.2068.030

Probenrack, 10 x 250 mL, (PVC)

Probenrack zu 815 Robotic Soliprep passend für 10 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.



6.9920.141

Probenrack, 53 x 120 mL, (PP)

Probenrack zu 815 Robotic USB Sample Processor XL, 855 Robotic Titrosampler «Basic» passend für 53 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.300, 6.1459.307.

Kunststoff: Polypropylen (PP)



6.1458.040

Titrierkopf / 3 x NS 14

Titrierkopf für 120 mL Probengefäße. Mit 3 Öffnungen NS 14 und 4 Öffnungen 6,4 mm sowie 2 Dosierspitzen inkl. Für Spül- und Absaug-Ausrüstung geeignet.



6.2037.080

Folienhalter

Folienhalter zu 120 mL PP Becher (6.1459.300)



6.1909.050

Rührpropeller / 102 mm

Rührpropeller für die Verwendung des 802 Stirrer mit Probenracks für 120-mL-Becher (6.1459.300)



6.1909.060

Rührpropeller / 95 mm

Rührpropeller mit 3 Flügeln zum intensiven Rühren

