



Schwenkarm mit Titrierkopf für 786 Swing Head, links- oder rechtsschwenkend

6.1462.050

Titrierkopf für Swing Head

Lieferumfang 6.1462.050

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2726.090	Antidiffusionsventil
		Für diffusionshindernde Bürettenspitzen 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200





Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
2.802.0020	802 Stirrer zu Probenwechsler Stabrührer zu Probenwechsler und Sample Processor. Mit 6.1909.020 Rührpropeller 104 mm und fest montiertem Kabel.	
6.1829.050	Ersatzschläuche für eingezogene Schläuche in Titrierköpfen und Schwenkarmen Drei Ersatzschläuche mit ausgedünnter Spitze.	