




Bürettenspitze / Schlauchlänge 0.4 m

6.1537.010

Lieferumfang 6.1537.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1446.030	Gelenkstopfen / B-14/(15) Für die bewegliche Halterung von Bürettenspitzen in Titriergefäßen



1 STK

6.1543.060

Spitze / Gewinde M6

Spitze mit Gewinde M6. Ergibt zusammen mit Kapillare 6.1805.160 und Gelenkstopfen 6.1446.030 die komplette Bürettenspitze 6.1537.010.



1 STK

6.1805.100

FEP-Schlauch / M6 / 40 cm

Mit Licht- und Knickschutz.

