



Bürettenspitze / Schlauchlänge 0.4 m

6.1541.010

Mit Antidiffusionsventil.

Lieferumfang 6.1541.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1446.030	Gelenkstopfen / B-14/(15) Für die bewegliche Halterung von Bürettenspitzen in Titriergefäßen



1 STK

6.1543.200

Titrierspitze / Gewinde M6

Titrierspitze mit Antidiffusionsventil.



1 STK

6.1805.100

FEP-Schlauch / M6 / 40 cm

Mit Licht- und Knickschutz.

