



Zylinderelement ETFE 2 mL

6.1566.120

Für Dosiereinheiten zum Dosieren von alkalischen Reagenzien oder Flusssäure (HF) mit Dosinos. Im Vergleich zu einem Glaszylinder sind geringere Präzision und Reproduzierbarkeit zu erwarten.

Lieferumfang 6.1566.120

Qt.	Order no.	Beschreibung
0 STK	6.2803.000	Fett (1 oz.) Sonderqualität (silikonfrei) für fettfreie Schliffverbindungen siehe 6.2713.XXX.

