



807 Dosing Unit ETFE 2 mL

6.1575.120

807 Dosing Unit ETFE 2 mL zum Dosieren von alkalischen Reagenzien oder Flusssäure (HF) mit Dosinos. Im Vergleich zu einem Glaszylinder sind geringere Präzision und Reproduzierbarkeit zu erwarten.

Lieferumfang 6.1575.120

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1446.040	Gewindestopfen / M6



1 STK


6.2803.010

Fett (2 g)

Sonderqualität (silikonfrei). Für fettfreie Schliffverbindungen siehe
6.2713.XXX



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1574.120	Zylinderelement Glas 2 mL	
	Zylinderelement Glas komplett mit Zylinder, Kolben, Zylinderboden, Hahnscheibe und Zentrierrohr. Für 807 Dosing Unit 2 mL.	
6.1566.120	Zylinderelement ETFE 2 mL	
	Für Dosiereinheiten zum Dosieren von alkalischen Reagenzien oder Flusssäure (HF) mit Dosinos. Im Vergleich zu einem Glaszylinder sind geringere Präzision und Reproduzierbarkeit zu erwarten.	