



807 Dosing Unit ETFE 10 mL

6.1575.210

807 Dosing Unit ETFE 10 mL zum Dosieren von alkalischen Reagenzien oder Flusssäure (HF) mit Dosinos. Im Vergleich zu einem Glaszylinder sind geringere Präzision und Reproduzierbarkeit zu erwarten.

Lieferumfang 6.1575.210

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1446.040	Gewindestopfen / M6



1 STK

6.2803.010

Fett (2 g)

Sonderqualität (silikonfrei). Für fettfreie Schliffverbindungen siehe
6.2713.XXX



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1574.210	Zylinderelement Glas 10 mL Zylinderelement Glas komplett mit Zylinder, Kolben, Zylinderboden, Hahnscheibe und Zentrierrohr. Für 807 Dosing Unit 10 mL.	
6.1566.210	Zylinderelement ETFE 10 mL Für Dosiereinheiten zum Dosieren von alkalischen Reagenzien oder Flusssäure (HF) mit Dosinos. Im Vergleich zu einem Glaszylinder sind geringere Präzision und Reproduzierbarkeit zu erwarten.	