



807 Dosing Unit ETFE 50 mL

6.1575.250

807 Dosing Unit ETFE 50 mL zum Dosieren von alkalischen Reagenzien oder Flusssäure (HF) mit Dosinos. Im Vergleich zu einem Glaszylinder sind geringere Präzision und Reproduzierbarkeit zu erwarten.

Lieferumfang 6.1575.250

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1446.040	Gewindestopfen / M6



1 STK

6.2803.010

Fett (2 g)

Sonderqualität (silikonfrei). Für fettfreie Schliffverbindungen siehe
6.2713.XXX



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1574.250	Zylinderelement Glas 50 mL	
	Zylinderelement Glas komplett mit Zylinder, Kolben, Zylinderboden, Hahnscheibe und Zentrierrohr. Für 807 Dosing Unit 50 mL.	
6.1566.250	Zylinderelement ETFE 50 mL	
	Für Dosiereinheiten zum Dosieren von alkalischen Reagenzien oder Flusssäure (HF) mit Dosinos. Im Vergleich zu einem Glaszylinder sind geringere Präzision und Reproduzierbarkeit zu erwarten.	