

Zylinderelement Glas PCR 5 mL

6.1578.150

Zylinderelement Glas PCR komplett mit Zylinder, Kolben, Zylinderboden, Hahnscheibe und Zentrierrohr. Für 6.3033.150 Dosiereinheit PCR 5 mL.

Lieferumfang 6.1578.150

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

0 STK

6.2803.000

Fett (1 oz.)

Sonderqualität (silikonfrei) für fettfreie Schliffverbindungen
siehe 6.2713.XXX.

