



807 Dosing Unit 2 mL ohne Zubehör

6.1580.120

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 2 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45.

Lieferumfang 6.1580.120

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2803.010	Fett (2 g)
		Sonderqualität (silikonfrei). Für fettfreie Schliffverbindungen siehe 6.2713.XXX

