



Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45

6.1602.160

Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.

Lieferumfang 6.1602.160

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1446.040	Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1602.105

Flaschenaufsatz / GL 45 / grün

Für direktes Dosieren aus Reagenzflaschen mit Gewinde GL 45.



1 STK

6.1446.080

Gewindestopfen / M8

