



## Braunglasflasche / 1000 mL/ GL 45

6.1608.023

Zu Wechseleinheiten. Flasche für Hilfslösungen.

### Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1602.150 | Flaschenaufsatz / GL 45 - 3 × UNF 10/32<br><br>Für den Anschluss von Kapillaren 1/16 in. Einsatz bei MSM-Hilfslösungen und in der Metrohm Inline Probenvorbereitung. |

