



Eluentenflasche / 2 L / GL 45

6.1608.070

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1602.150	Flaschenaufsatz / GL 45 - 3 × UNF 10/32 Für den Anschluss von Kapillaren 1/16 in. Einsatz bei MSM-Hilfslösungen und in der Metrohm Inline Probenvorbereitung.



Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.

