



Flaschenaufsatz GL 45 für Levelsensor

6.1626.000

Dieser Flaschenaufsatz, bestückt mit den Sensoren 6.2769.XXX, ergibt die Levelsensoren EMPTY resp. FULL für Flaschen und Kanister.

Lieferumfang 6.1626.000

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.1446.040	Gewindestopfen / M6



1 STK

6.1446.080

Gewindestopfen / M8



1 STK

6.1619.000

Adsorberrohr für 807 Dosing Unit

