



Schlauchkupplung für geerdete Bürettenspitze

6.1808.030

Ergibt zusammen mit Bürettenspitze 6.1541.010 die komplette geerdete Bürettenspitze 6.1540.010. Für Titrationsen in nicht-wässrigen Lösungsmitteln.

Lieferumfang 6.1808.030

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1808.010	Kupplungsstück 2xM6
		2 Aussengewinde M6. Teil der Schraubverbindungen für Wechseleinheiten und für 676 Sample Changer

