



Kanüle für Gaseinleitung

6.1819.080

Für Stabilitätsmessgeräte.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.0913.130	Messgefäß-Deckel für Stabilitätsmessgeräte Mit eingebauter konduktometrischer Messzelle.



6.1808.050

Schlauchadapter Olive / M8 aussen

1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für
Thermostatmantel der Wechseleinheiten und Stabilitätsmessgeräte.

