




PEEK-Probenschleife 20 µL

6.1825.210

Für Injektionsventil, mit 2 PEEK-Druckschrauben

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1825.220	PEEK-Probenschleife 100 µL Für Injektionsventil, mit 2 PEEK-Druckschrauben



6.1825.230 PEEK-Probenschleife 10 μ L
Für Injektionsventil, mit 2 PEEK-Druckschrauben



6.1825.240 PEEK-Probenschleife 1.5 μ L
Für Injektionsventil, mit 2 PEEK-Druckschrauben

