



Elektrodenhalter mit Ständer

6.2001.140

Elektrodenhalter für 949 pH Meter

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

Entdecken Sie das 949 pH Tisch Meter – Ihr kompaktes pH-Messgerät für schnelle und zuverlässige Messungen im Labor.

- Kompaktes pH-Messgerät mit farbigem Display
- Präzise pH-, mV- und ORP-Messungen mit integrierter Temperaturanzeige
- Einfache Kalibrierung mit Metrohm-, USA- und NIST-Puffern bis zu 3 Punkten oder durch 2-Punkt-Kalibrierung mit eigenen Puffern
- Klar strukturierte Anzeige der kalibrierten Werte durch Symbole für ein einfaches Ablesen
- 3 Stabilitätskriterien für die Messwernerkenkung für zuverlässige Resultate
- GLP-Konformität der Messwerte mit eingebettetem Datum und Uhrzeit
- Überblick über Kalibrierdaten mit Überwachungsfunktion
- RS232-Anschluss ermöglicht den Anschluss eines Druckers.



Das Paket beinhaltet das 949 pH Meter, den Elektrodenhalter sowie das Netzteil für eine sofortige Nutzung im Labor.

Das 949 pH Meter ist das perfekte Tisch-pH-Meter für schnelle und präzise pH-Messungen. Ideal für Labore, Forschungseinrichtungen und industrielle Umgebungen, die regelmäßige pH-Analysen durchführen.

- Kompaktes Tisch-pH-Messgerät mit farbigem Display
- Misst pH, mV und ORP mit Temperaturanzeige für umfassende Analysen
- Einfache pH-Kalibrierung mit Metrohm-, USA- und NIST-Puffern bis zu 3 Punkten oder durch benutzerdefinierte 2-Punkt-Kalibrierung
- Anzeige der kalibrierten Werte mit Symbolen für eine klare Lesbarkeit
- Signalisiert Messstabilität und bietet die Möglichkeit zur Auswahl aus 3 Stabilitätskriterien für zuverlässige Resultaten
- GLP-konform mit eingebettetem Datum und Uhrzeit
- Anzeige von Kalibrierdaten und Einstellung der Kalibrierfrist
- Solitrode mit stabilem Kunststoffschacht für langlebige Nutzung



Im Paket enthalten sind das 949 pH Meter, der Elektrodenhalter, das Netzteil sowie die Solitrode mit Pt1000 mit Fixkabel für eine einfache und sofortige Nutzung.