



Probenhalter für 12 Quarzaufschlussgefäße 12 mL

6.2041.040

für den 705 UV Digester

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1446.010	Stopfen Zu Probenwechsler



6.1446.100 PTFE-Stopfen für UV-Quarzprobengefäß 12 mL

Für Quarzprobengefäß 6.2414.000



6.1446.110 Thermometer-Stopfen für UV-Quarzprobengefäß 12 mL

Für Thermometer 6.2401.010



6.2414.000 Quarzprobengefäß 12 mL

für UV Digester

