



Probenhalter für 16 Quarzaufschlussgefäße 5 mL

6.2041.050

für den 705 UV Digester

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1446.150	Thermometer-Stopfen für UV-Quarzprobengefäß 5 mL Für Thermometer 6.2401.010



6.1446.140

Stopfen für UV-Quarzprobengefäß 5 mL

Für Quarzprobengefäß 6.2414.010



6.2414.010

Quarzprobengefäß 5 mL

für 705 UV Digester

