



Halter für Reaktionsgefäße

6.2041.190

Reaktionsgefäßhalter zu Stabilitätsmessgeräten; für 8 Reaktionsgefäße.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1429.040	Reaktionsgefäß kurz für Stabilitätsmessungen Reaktionsgefäß für Stabilitätsmessungen mit Rancimat und PVC Thermomat. Set à 117 Stück.



6.1429.050

Reaktionsgefäß lang für Stabilitätsmessungen

Reaktionsgefäß für die Messung von flüchtigen Ölen, Mineralölen, Biodiesel und Biodieselblends mit dem Biodiesel Rancimat. In Kombination mit 6.2418.130. Set à 100 Stück.

