



Probenrack, 48 x 11 mm, (Al)

6.2041.200

Probenrack zu 889 IC Sample Center passend für 48 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2743.100, 6.2743.110, 6.7303.100.

Material: Aluminium (Al)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2743.100	PP-Vials 0.7 mL zu IC Sample Center, 1000 Stück 1000 Probengefäße



6.2743.107 PP-Vials 0.7 mL zu IC Sample Center, 100 Stück
100 Probengefäße



6.2743.110 PP-Vials 0.3 mL zu IC Sample Center, 1000 Stück
1000 Probengefäße



6.2743.117 PP-Vials 0.3 mL zu IC Sample Center, 100 Stück
100 Probengefäße.



6.7303.100 Glass vial, 1.5 mL, 100 Stück


Zur Verwendung mit den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.



6.7303.110

Septum zu 67303100, 100 Stück

Zur Verwendung mit der 67303100 Glass Vial auf den folgenden Probenwechslern: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) und 889 Sample Center.



6.2743.120

Septum zu 6.2743.1XX Si/PTFE

1000 Stück



6.2743.127

Septum zu 6.2743.1XX Si/PTFE

100 Stück

