



Probenrack, 12 x 22 mm, (Al)


6.2041.210

Probenrack zu 889 IC Sample Center passend für 12 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2419.000, 6.2420.007, 6.1448.067.

Material: Aluminium (Al)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1448.050	Aluminium-Septumverschluss / 1000 Stück inkl. Al-Verschluss.



6.2419.000 Probenglas 6 mL, 1000 Stück

Probenglas für bis zu 6 mL Probe, passend zu Septum 61448050, 1000 Stück



6.2621.110 Septumverschlusszange

Septumverschlusszange zum Verschliessen von 6 mL Probengefässen (6.2419.000, 6.2419.007).



6.2419.007 Probenglas 6 mL, 100 Stück

Probenglas für bis zu 6 mL Probe, passend zu Septum 6.1448.057, 100 Stück



6.2420.007 Probenglas mit Gewinde 8 mL, 100 Stück

Probenglas mit Gewinde 8 mL, passend zu Drehverschluss 6.1448.067, 100 Stück



6.1448.067

Drehverschluss mit Septum, 100 Stk.

Drehverschluss mit Septum, passend zu Probenglas 8 mL 6.2420.007,
100 Stück



6.1448.057

Aluminium-Septumverschluss / 100 Stück

inkl. Al-Verschluss.

