



Probenrack, 12 x 150 mL (PVC)

6.2041.360

Probenrack zu 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 12 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 150 mL Becherglas (hohe Form), 6.1459.310.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1459.310	Probenbecher Einweg aus Kunststoff (PP), 200 mL, 1000 Stück
	Probenbecher Einweg aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 200 mL, passend zu OMNIS Probenrack 6.02041.020, Probenrack 6.2041.370 und 6.2041.830, 1000 Stück.

