



Probenrack, 21 x 100 mL, (PVC)

6.2041.460

Probenrack zu 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" passend für 21 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 100 mL Aufschlussröhren (CSB).

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.9914.137	Titrierkopf für CSB Titrierkopf für die Verwendung im CSB System (MATi 12). Der Titrierkopf bietet 3 eingezogene Schläuche mit Antidiffusionsventil und einen zum Absaugen der austitrierten Lösung. In einer M10 Verschraubung kann die Elektrode fixiert werden. Weiterhin gibt es drei Öffnungen für Sprühdüsen.

