




Probenrack, 28 x 50 mL, (PVC)

6.2041.490

Probenrack zu 919 Autosampler plus, 858 Professional Sample Processor passend für 28 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2747.010.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2747.010	Probengefäß 50 mL

Mit blauem Schraubverschluss und mL Graduierung. Satz à 25 Stück.



6.1458.080

Transferkopf für 919 IC Autosampler plus für VA- und CVS-Anwendungen.

