



Probenrack, 160 x 6 mL, (PVC)


6.2041.710

Probenrack zu 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic" passend für 160 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2419.000.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1448.050	Aluminium-Septumverschluss / 1000 Stück inkl. Al-Verschluss.



6.1462.030

Schwenkarm mit Transferkopf für 786 Swing Head, linksschwenkend

Transfer-Schwenkarm für Liquid-Handling-Aufgaben



6.1462.040

Schwenkarm mit Transferkopf für 786 Swing Head, rechtsschwenkend

Transfer-Schwenkarm für Liquid-Handling-Aufgaben



6.1462.090

Schwenkarm mit Luer-Lock-Adapter für 786 Swing Head,
rechtsschwenkend

Transfer-Schwenkarm für Liquid-Handling



6.2419.000

Probenglas 6 mL, 1000 Stück

Probenglas für bis zu 6 mL Probe, passend zu Septum 61448050, 1000
Stück

