




Probenrack, 36 x 6 mL, (Al)

6.2041.720

Probenrack zu 874 Oven Sample Processor" passend für 36 Probengefäße. Die folgenden Probengefäße können verwendet werden: 6.2419.000.

Material: Aluminium (Al)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.2419.000	Probenglas 6 mL, 1000 Stück
------------	-----------------------------

Probenglas für bis zu 6 mL Probe, passend zu Septum 61448050, 1000 Stück



6.1448.050

Aluminium-Septumverschluss / 1000 Stück

inkl. Al-Verschluss.

