



Probenrack, 100 x 75 mL, (PVC)

6.2041.800

Probenrack zu 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic" passend für 100 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 6.1432.210, 6.1459.400.

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1458.070	Titrierkopf / 2 x NS 14 Titrierkopf für 75mL Probengefäße. Mit 2 Öffnungen NS 14 und 2 Öffnungen 6.4 mm sowie 3 eingezogene Dosierspitzen. Für Spül- und Absaug-Ausrüstung geeignet.



6.1459.400

Probenbecher aus Kunststoff (PE) 75 mL, 144 Stück

Probenbecher aus Kunststoff (Polyethylen, PE) 75 mL, passend zu Probenracks 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 und 6.02041.040 OMNIS sample rack, 144 Stück.



6.1432.210

Probenbecher aus Klarglas 75 mL, 1 Stück

Probenbecher aus Klarglas 75 mL, passend zu Probenracks 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 und 6.2041.900, 1 Stück

