



Probenrack, 34 x 150 mL, (PVC)

6.2041.810

Probenrack zu 815 Robotic Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Basic" passend für 34 Probenbecher. Die folgenden Probenbecher können verwendet werden: 150 mL Becherglas (hohe Form).

Kunststoff: Polyvinylchlorid (PVC)

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1458.010	Titrierkopf / 6 x NS 14 und 3 x NS 9 Öffnung Mit 6 NS 14 und 3 NS 9 Öffnungen.



6.1458.040

Titrierkopf / 3 x NS 14

Titrierkopf für 120 mL Probengefäße. Mit 3 Öffnungen NS 14 und 4 Öffnungen 6,4 mm sowie 2 Dosierspitzen inkl. Für Spül- und Absaug-Ausrüstung geeignet.

