




Flaschenhalter zu Extension Module - Liquid Handling

6.2057.200

Lieferumfang 6.2057.200

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2621.030	Inbusschlüssel 4 mm



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1562.160	Transferschlauch 15 mL, 2 x M6 Für Liquid-Handling in der Ionenchromatographie. Verhindert die Kontamination des Dosinos.	
6.1608.100	PE-Flasche 50 mL Flasche zum Extension Module Liquid Handling.	
6.2762.000	Mischgefäß 50 mL zu Extension Module - Liquid Handling	