



Wägeschale zu Probenrack 6.2068.010

6.2067.100

Die Wägeschale ist für den 120 mL PP Becher (6.1459.300) ausgelegt und wird in das Probenrack des 864 Balance Sample Processors eingesetzt.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1459.300	Probenbecher aus Kunststoff (PP) 120 mL, 250 Stück Probenbecher aus Kunststoff (Polypropylen, PP) 120 mL, passend zu Probenracks 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 und 6.9920.141, 250 Stück

